


# MANUAL DE COLOCACIÓN DE LOS CONECTORES DE LA Sonda PEG EN IICLC#









Los componentes del sistema representado corresponden a los de una sonda de 15 FR. En caso de utilizar la sonda de 20 FR el color de los componentes C, E y F sería violeta.

- A. Sonda Abbvie® J.
- B. Plato de retención interno.
- C. Triángulo (o placa) de fijación externa.
- D. Sonda Abbvie® PEG.
- E. Conector azul.
- F. Conector Y\*.
- G. Adaptador tipo "Clic".
- H. Conector "Luer-lock".



\*Actualización del conector Y por colores según calibre.





Para más información consulte las instrucciones de uso disponibles en los Kit AbbVie PEG/J (15 y 20 FR)

abbvie

ES-DUOD-200016-ENE2020